

# Sonda Parodontale PA-ON

sondaggio parodontale strumentale con alto valore diagnostico

INFOMEDICA srl - 039481604 - [www.imedia.it](http://www.imedia.it)

## Un vero strumento diagnostico

La sonda parodontale **PA-ON** rivoluziona e semplifica il modo di praticare la parodontologia in studio assicurando **indipendenza degli Operatori**, il sondaggio non è infatti dipendente dall'operatore ma viene esercitata una **forza costante** di 20 gr. / 0,2 N e consente il rilevamento da parte di un **Operatore non assistito** che grazie al manipolo wireless consente di effettuare un sondaggio in completa autonomia.




## R.O.I. (Return On Investment)

Il R.O.I. è di semplice calcolo: Il sondaggio parodontale strumentale consente di effettuare un sondaggio parodontale completo con **metà tempo e metà del Personale** normalmente necessario.

forza costante  
operatore indipendente  
operatore autonomo  
delegabile  
precisa  
standardizzata

veloce  
completa  
comparabile  
automatizzata  
professionale



delicata  
apprezzata  
dignosi strumentale  
motivazione grafica  
report paziente

valore percepito  
veloce curva apprendimento  
investimento che ripaga nel tempo  
R.O.I (ritorno degli investimenti)

# Sonda Parodontale PA-ON

sondaggio parodontale strumentale con alto valore diagnostico

INFOMEDICA srl - 039481604 - [www.imedica.it](http://www.imedica.it)

## CALIBRAZIONE SEMPLICE

Prima di iniziare il sondaggio è sufficiente premere a fine corsa il puntale.

La sonda conferma l'avvenuta calibrazione con un beep ed è subito pronta per iniziare

## PUNTALE MONOUSO

Indolore, il puntale è calibrato per applicare una forza costante operatore indipendente di 20g (0,2N)

## PROCEDURA DI MISURA INDIVIDUALE

E' possibile creare il proprio profilo di misurazione (sequenza di rilevamento del sondaggio, numero di punti, etc)

## ERGONOMICO E SENZA FILI

Grazie al manipolo leggero e completamente automatizzato, le tue misure saranno archiviate automaticamente e trasferite al computer

## UTILIZZO SEMPLIFICATO

Tasche Parodontali, Recessione, (quindi perdita d'attacco) sono inserite in maniera automatica e guidata (video e audio) per ogni punto da sondare.

Informazioni aggiuntive possono essere inserite con i tasti sul manipolo e/o direttamente a PC

## SEMPRE PRONTO

Per trasferire i dati dal manipolo al computer è sufficiente riporre il manipolo sulla docking station. A riposo, il manipolo si auto-ricarica.



## DISPLAY / FEEDBACK

Direttamente sul manipolo wireless il display ritorna informazioni visive (dente/punto di sondaggio) ed acustiche (valori e/o riletta dei punti)

